

抗Mmp25ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Npa2

商品番号: CM0027427

前書き

ヒトMMP25（MT6-MMP/ロイコリシン）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸残基350-540）、予想分子量約63 kDa。がんおよび白血球研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP25 ウサギ pAb
別名	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64386
GeneID	64386
免疫原	ヒトMMP25 (NP_071913.1) のアミノ酸350-540に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPA2
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷剤同梱