


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mmp3 ウサギポリクローナル抗体 - P08254

商品番号: CM0018145



前書き

MMP3 ウサギ pAbは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ストロメリシン-1（ECMリモデリング、炎症、抗ウイルス免疫における重要なマトリックスメタロプロテアーゼ）を標的とします。癌や関節炎研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP3 ウサギ pAb
備考/別名	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4314
GeneID	4314
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08254
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ