


Anti-Mmp3 (Stromelysin-1) モノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - P08254

商品番号: CM0006706



前書き

ヒトMMP3 (Stromelysin-1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ECM（細胞外マトリックス）リモデリングおよび自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP3 Rabbit mAb
備考/別名	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
種	ヒト
遺伝子ID	4314 (Human)
免疫原	ヒトMMP3 (NP_002413.1) のアミノ酸385-477に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08254
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ