


抗Mmp3（ストロメリシン-1）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P08254

商品番号: CM0003788



前書き

ヒトMMP3（ストロメリシン-1）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ラットと交差反応性あり。細胞外マトリックス分解や炎症性疾患の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP3 ウサギ mAb
備考/別名	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4314
遺伝子ID	4314
免疫原	ヒトMMP3（NP_002413.1）のアミノ酸385-477に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P08254
タンパク質分子量	54 kDa
発送	保冷バッグ