


ウエスタンブロット（Wb）・Elisa用

抗Mmp7（マトリリシン）ウサギモノクローナル抗体 - P09237

商品番号: CM0003948



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用のMMP7
ウサギモノクローナル抗体です。ヒトマトリリシン（
MMP-7）、約30

kDaと特異的に反応します。細胞外マトリックスリモ
デリングおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP7 ウサギモノクローナル抗体
別名	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4316
遺伝子ID	4316
免疫原	ヒトMMP7（P09237）のアミノ酸1～267番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P09237
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	保冷剤