


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mmp7ウサギポリクローナル抗体 - P09237

商品番号: CM0017911



前書き

ヒトMMP7（マトリライシン/PUMP-1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ラットとも交差反応します。がん、組織リモデリング、診断アッセイ開発におけるマトリックスメタロプロテイナーゼ7の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP7ウサギpAb
備考/別名	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4316
GeneID	4316
免疫原	ヒトMMP7（NP_002414.1）のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P09237
タンパク質分子量	30kDa
輸送	アイスバッグ