


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mmp8ウサギポリクローナル抗体 - P22894

商品番号: CM0020434



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用途向けのMMP8（好中球コラゲナーゼ）標的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞外マトリックスおよび炎症研究に適しています。SWISS: P22894。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP8ウサギpAb
備考／別名	HNC; CLG1; MMP-8; PMNL-CL; MMP8
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4317
遺伝子ID	4317
免疫原	ヒトMMP8 (NP_002415.1) のアミノ酸101～467に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22894
タンパク質重量	53kDa
輸送	保冷バッグ