

Wb、Elisa用抗Mmp9ポリクローナル抗体 - P41245

商品番号: CM0020291

前書き

マウスMMP9（ゼラチナーゼB、92 kDa IV型コラゲナーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウス研究における細胞外マトリックス（ECM）リモデリング、骨吸収、および転移の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMP9 Rabbit pAb
備考/別名	Clg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9
種	マウス
GeneID (ヒト)	4318
GeneID (マウス)	17395
免疫原	マウスMMP9 (NP_038627.1) のアミノ酸108-730領域内の配列に対応する組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P41245
タンパク質分子量	80KDa
配送	氷袋