


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mmp9ポリクローナル抗体 - P14780

商品番号: CM0016196



前書き

ヒトMMP9（ゼラチナーゼB、CLG4B）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞外マトリックスおよび白血球遊走研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MMP9 ウサギpAb
備考/別名	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4318
GeneID	4318
免疫原	ヒトMMP9（NP_004985.2）のアミノ酸538～707番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14780
タンパク質分子量	78 kDa
輸送方法	氷袋