

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mmutモノクローナル抗体 - P22033

商品番号: CM0012352



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みの高品質抗MMUTウサギモノクローナル抗体です。代謝研究におけるメチルマロニルCoAムターゼの機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MMUT ウサギmAb
別名	MCM; MUT; MMUT
対象種	ヒト
遺伝子ID	4594
免疫原	合成ペプチド：ヒトMMUT（P22033）のアミノ酸1～100番領域の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
産生源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	P22033
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	保冷剤