


抗Mnat1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P51948

商品番号: CM0019080



前書き

ヒトMNAT1（MAT1/CDK7アセンブリーファクター）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞周期および転写調節の研究にご利用いただけます。タンパク質分子量は36 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MNAT1 Rabbit pAb
備考／別名	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
対象種	ヒト
遺伝子ID	4331
免疫原	ヒトMNAT1（NP_002422.1）のアミノ酸1-309に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51948
タンパク質分子量	36kDa
配送方法	氷袋