


## Wb、Elisa用抗Mob1A/Bモノクローナル抗体 - Q9H8S9 / Q7L9L4

商品番号: CM0004902



### 前書き

ヒトMOB1A/Bを標的とした高品質ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。Hippoシグナル伝達およびがん研究に最適。CamelBioによるワンストップ調達。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | MOB1A/B ウサギ mAb                                                |
| 備考/別名       | MOB1; MATS1; Mob4B; C2orf6; MOBKL1B; MABKL1B; MOBKL1B; MOB1A/B |
| 種           | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 55233/92597                                                    |
| GeneID      | 55233/92597                                                    |
| 免疫原         | ヒトMOB1A/B (NP_060691.2) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド                  |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                      |
| 適用          | WB, ELISA                                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                     |
| SWISS       | Q9H8S9 / Q7L9L4                                                |
| タンパク質分子量    | 25 kDa                                                         |
| 配送          | 保冷バッグ                                                          |