

Anti-Mob1A/Mob1B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

商品番号: CM0021390



前書き

MOB1A/MOB1Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応性があります。MOB1タンパク質は、臓器のサイズ制御と腫瘍抑制を調節するHippo経路の活性化因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOB1A/MOB1B Rabbit pAb
備考/別名	MOB1A/MOB1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55233/92597
遺伝子ID	55233/92597
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H8S9/Q7L9L4
配送	アイスバッグ