


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Mob4 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3A3

商品番号: CM0024968



前書き

ヒトMOB4を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウエスタンブロット、パラフィン包埋切片免疫組織化学（IHC-P）、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞シグナル伝達およびアポトーシスにおけるSTRIPAK複合体の機能研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOB4 ウサギ pAb
備考／別名	2C4D; MOB1; MOB3; PHOCN; PREI3; CGI-95; MOBKL3; MOB4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25843
遺伝子ID	25843
免疫原	ヒトMOB4（NP_056202.2）のアミノ酸1-225に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3A3
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ