

WbおよびElisa用抗Mobpウサギポリクローナル抗体 - Q13875

商品番号: CM0020795

前書き

WBおよびELISAアプリケーションで検証済みの高品質抗MOBPウサギポリクローナル抗体。ミエリン鞘の圧密化に関与するミエリン関連タンパク質である、ヒト、マウス、ラットのMOBPと反応します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOBP Rabbit pAb
備考/別名	MOBP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4336
遺伝子ID	4336
免疫原	ヒトMOBP (NP_891980.1) のアミノ酸1〜70番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13875
タンパク質分子量	21kDa
発送	氷袋