

抗モエシン単クローン抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P26038

商品番号: CM0009165



前書き

ヒトMoesinに対するウサギ単クローン抗体で、ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ERMファミリータンパク質、細胞皮質組織、免疫シグナル伝達の研究に適しています。UniProt: P26038。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Moesin ウサギmAb
備考/別名	HEL70; IMD50; Moesin
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4478
遺伝子ID	4478
免疫原	合成ペプチド ヒトMSN（P26038）のアミノ酸400～500番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	単クローン抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26038
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	保冷剤