

Wb、If/Icc、Elisa用抗モエシンポリクローナル抗体 - P26038

商品番号: CM0015088



前書き

ヒトモエシン（MSN）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞皮質の組織化、免疫調節、および細胞骨格ダイナミクスにおけるERMタンパク質機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Moesin Rabbit pAb
備考/別名	HEL70; IMD50; Moesin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4478
GeneID	4478
免疫原	ヒトモエシン（NP_002435.1）のアミノ酸458-557に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26038
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋