

抗Mogsウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q13724

商品番号: CM0013273

前書き

本ウサギポリクローナル抗体は、ヒトMOGS（マンノシルオリゴ糖グルコシダーゼ、DER7/GCS1、約92kDa）をWBおよびELISAで検出します。マウスおよびラットと交差反応性があります。N-グリカンの分解研究に最適です - Q13724。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOGSウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7841
遺伝子ID	7841
免疫原	ヒトMOGSのアミノ酸60-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006293.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13724
タンパク質重量	92kDa
配送	アイスパック