

抗Mokウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Uq07

商品番号: CM0022938

前書き

ヒトMOK（RAGE-1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。キナーゼシグナル伝達および繊維形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MOK ウサギpAb
備考/別名	RAGE; RAGE1; STK30; RAGE-1; MOK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5891
免疫原	ヒトMOK（NP_055041.1）のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQ07
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋