


抗モノアミンオキシダーゼA (Maoa) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応) - P21397

商品番号: CM0015490



前書き

ヒトモノアミンオキシダーゼA (MAOA) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。神経伝達物質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	モノアミンオキシダーゼA (MAOA) ウサギpAb
備考・別名	BRNRS; MAO-A; Monoamine Oxidase A (MAOA)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4128
GeneID	4128
免疫原	ヒトモノアミンオキシダーゼA (NP_000231.1) のアミノ酸1〜260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21397
タンパク質分子量	61 kDa
発送方法	氷袋