

Wb、If/Icc、Elisa用抗Morf4L2ポリクローナル抗体 - Q15014

商品番号: CM0028878

前書き

ヒトMORF4L2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。NuA4複合体、クロマチン制御、DNA修復経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MORF4L2 ウサギ pAb
備考/別名	MRGX, MORFL2, MORF4L2
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9643
遺伝子ID	9643
免疫原	ヒトMORF4L2 (NP_001135890.1) のアミノ酸1-282内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15014
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷剤