

Abflo 647 抗マウス

Cd107B (Lamp2) フローサイトメトリー用モノクローナル抗体 - P17047

商品番号: CM0008198



前書き

マウス

CD107b (LAMP2) を標的とする、フローサイトメトリーで検証済みの ABflo 647

結合ウサギモノクローナル抗体。マウスと反応します。リソソーム生合成、オートファジー、抗原提示経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD107b mAb
備考/別名	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3920
GeneID	16784
免疫原	マウス CD107b (NP_001017959.1) のアミノ酸 26~189 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P17047
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ