

Anti-Mouse Cd107B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P17047

商品番号: CM0004911



前書き

マウスCD107b (LAMP-2)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みのこの46

kDaのリソソーム膜タンパク質抗体は、マウスCD107b発現の検出を可能にします。オートファジーやリソソームの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD107b mAb
備考/別名	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3920
GeneID	16784
免疫原	マウスCD107b (NP_001017959.1) のアミノ酸26-189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P17047
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋