

Fc用 抗マウスCd112/Nectin-2 モノクローナル抗体 - P32507

商品番号: CM0008364



前書き

フローサイトメトリー用マウスCD112/Nectin-2モノクローナル抗体。T細胞調節因子および細胞接着タンパク質を標的とします。マウスで検証済み、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD112/Nectin-2 mAb
備考/別名	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvr12, nectin-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	5819
GeneID (マウス)	19294
免疫原	マウスCD112/Nectin-2 (NP_033016.3)のアミノ酸32-345に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P32507
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ