

抗マウスCd117/C-Kit ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05532

商品番号: CM0009291



前書き

マウスCD117/c-

Kit受容体を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用です。造血幹細胞研究をサポートし、信頼性の高いIVD原料として提供しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD117/c-Kit mAb
備考/別名	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3815
遺伝子ID	16590
免疫原	組換えタンパク質（マウスCD117/c-Kit (NP_001116205.1)のアミノ酸25～523番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P05532
タンパク質分子量	22kDa/108kDa/109kDa
輸送方法	保冷剤