

Fc用抗マウスCd11Aモノクローナル抗体（Apc） - P24063

商品番号: CM0012810

前書き

フローサイトメトリー用に、マウスCD11a（LFA-1α鎖）を標的とするAPC結合ウサギモノクローナル抗体です。接着や免疫応答に関与する白血球インテグリンサブユニットを認識します。組換え免疫原で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC ウサギ抗マウスCD11a mAb
備考/別名	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
種	マウス
GeneID（ヒト）	3683
GeneID	16408
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD11a（NP_001240801.1）のアミノ酸149～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P24063
タンパク質分子量	128kDa
輸送方法	保冷剤