

フローサイトメトリー用 抗マウス Cd11A モノクローナル抗体 - P24063

商品番号: CM0009265

前書き

フローサイトメトリー用 標識ウサギ抗マウス CD11a モノクローナル抗体。白血球の接着、遊走、免疫シナプス形成に参与するインテグリン α -L (LFA-1) を標的とします。免疫学および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗マウス CD11a mAb
備考/別名	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3683
遺伝子ID (マウス)	16408
免疫原	マウスCD11a (NP_001240801.1) のアミノ酸149-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24063
タンパク質分子量	128kDa
輸送	保冷バッグ