


フローサイトメトリー用抗マウスCd11bモノクローナル抗体（ビオチン） - P05555

商品番号: CM0004150



前書き

フローサイトメトリー（FC）用途向けに、マウスCD11b（インテグリン α M、ITGAM）を標的とするビオチン結合ウサギモノクローナル抗体です。マウスサンプルで検証済み、組換え免疫原、予測分子量は127 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗マウスCD11b mAb
備考／別名	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	16409
免疫原	マウスCD11b (NP_032427.2) のアミノ酸143-337番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
発送方法	保冷剤