


フローサイトメトリー用抗マウスCd11bモノクローナル抗体（） - P05555

商品番号: CM0012723



前書き

フローサイトメトリー用の結合ウサギ抗マウスCD11bモノクローナル抗体。マウスでバリデーション済み。組換えタンパク質免疫原。単球、マクロファージ、ミクログリアにおけるインテグリン α -M機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD11b mAb
備考／別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	3684
GeneID（マウス）	16409
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD11bのアミノ酸143～337（NP_032427.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質重量	127kDa
輸送	保冷バッグ