


フローサイトメトリー用 抗マウスCd11B モノクローナル抗体 - P05555

商品番号: CM0005854



前書き

マウスCD11b（インテグリンα-M）に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。細胞外ドメインを認識。白血球接着、補体受容体機能、ミクログリア活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD11b mAb
備考／別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3684
遺伝子ID	16409
免疫原	マウスCD11b (NP_032427.2) のアミノ酸143-337に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
輸送	保冷バッグ