


フローサイトメトリー用 抗マウス Cd11B モノクローナル抗体 (Percp) - P05555

商品番号: CM0006080



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、マウスCD11bを標的とするPerCP標識ウサギモノクローナル抗体。白血球接着受容体であるインテグリン α -M (Mac-1)を標的とします。免疫学的研究に適しています。SWISS P05555。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
備考/別名	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
種	Mouse
GeneID (ヒト)	3684
GeneID	16409
免疫原	Recombinant protein
ソース	Rabbit
カテゴリー	Monoclonal Antibodies
アプリケーション	FC
交差反応性	Mouse
SWISS	P05555
タンパク質分子量	127kDa
配送条件	Ice bag