

抗マウス Cd11C モノクローナル抗体 For Fc - Q9Qxh4

商品番号: CM0012248

前書き

に結合したマウス CD11c
モノクローナル抗体で、フローサイトメトリー (FC)
用に検証済みです。免疫細胞接着および炎症反応にお
けるインテグリン α -X の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	抗マウス CD11c モノクローナル抗体
備考/別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	16411
免疫原	マウス CD11c の組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129kDa
発送	保冷バッグ