

Fc用抗マウスCd11Cモノクローナル抗体 - Q9Qxh4

商品番号: CM0010837

前書き

アルメニアンハムスター由来の抗マウスCD11cモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。免疫応答における重要な接着受容体であるマウスインテグリン α -Xを標的とします。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗マウスCD11c mAb
備考／別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3687
遺伝子ID（マウス）	16411
免疫原	マウスCD11cの組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129 kDa
輸送	保冷バッグ