

抗マウス Cd11C モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Qxh4

商品番号: CM0008670

前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、マウス CD11c（インテグリンα-X）に対するアルメニアンハムスター由来モノクローナル抗体。マウス CD11cを認識し、免疫原には組換えタンパク質を使用しています。炎症反応および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗マウス CD11c mAb
備考／別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
GeneID（ヒト）	3687
GeneID	16411
免疫原	マウス CD11c の組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129kDa
輸送	保冷バッグ