

フローサイトメトリー用抗マウス Cd11c モノクローナル抗体 () - Q9Qxh4

商品番号: CM0006015

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、結合抗マウス CD11c モノクローナル抗体（クローン N418）。樹状細胞マーカーであるインテグリンアルファXを標的とし、マウス免疫細胞の解析に使用します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗マウス CD11c mAb
備考/別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	16411
免疫原	マウス CD11c 組換えタンパク質
起源	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129kDa
配送	氷袋