


フローサイトメトリー用 抗マウス Cd122 モノクローナル抗体 - P16297

商品番号: CM0011107



前書き

マウス CD122 (IL-2 受容体 β サブユニット) 特異的な、ラットモノクローナル抗体標識抗体。フローサイトメトリーで検証済み。IL-2 シグナル伝達と免疫細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウス CD122 mAb
備考/別名	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
種	マウス
GeneID (ヒト)	3560
GeneID	16185
免疫原	合成ペプチド：マウス CD122 由来の合成ペプチド。
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16297
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ