

Fc用 抗マウスCd124/Il-4Ra モノクローナル抗体 - P16382

商品番号: CM0009485

前書き

フローサイトメトリー用に検証済みのウサギ抗マウス CD124/IL-4Ra mAb。マウスインターロイキン-4受容体α鎖（UniProt P16382）を標的とします。Th2細胞分化、アレルギー、IgE研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD124/IL-4Ra mAb
備考/別名	Il4r; CD124
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3566
遺伝子ID	16190
免疫原	マウスCD124/IL-4Ra（NP_001008700.1）のアミノ酸26-233に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16382
タンパク質分子量	87kDa
輸送	保冷バッグ