

フローサイトメトリー用抗マウスCd127/Il-7Rαモノクローナル抗体（） - P16872

商品番号: CM0004679



前書き

マウスCD127/IL-7Rα（UniProt P16872）を標的とする抱合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しています。マウスに特異的で、免疫原は組換えタンパク質、分子量は51 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD127/IL-7Rα mAb
別名	CD127; IL-7Ralpha
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3575
遺伝子ID（マウス）	16197
免疫原	マウスCD127/IL-7Rα（NP_612564.1）のアミノ酸21～239番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P16872
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋