

フローサイトメトリー用 抗マウスCD127/IL-7Rα モノクローナル抗体 - P16872

商品番号: CM0011468



前書き

マウスCD127 (IL-7Rα)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー(FC)用途です。マウスでの検証が完了しており、免疫学および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD127/IL-7Rα mAb
備考/別名	CD127; IL-7Ralpha
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3575
遺伝子ID (マウス)	16197
免疫原	組換えタンパク質 (マウスCD127/IL-7Rα のアミノ酸21〜239番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質、NP_612564.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16872
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤