


抗マウス Cd130/Gp130 モノクローナル抗体（Fc用） - Q00560

商品番号: CM0008764



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の結合ウサギ抗マウス CD130/gp130 モノクローナル抗体。IL-6受容体サブユニット β を標的とし、サイトカインシグナル伝達、免疫調節、炎症に関する研究に使用できます。 - Q00560。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD130/gp130 mAb
備考／別名	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3572
遺伝子ID（マウス）	16195
免疫原	マウス CD130/gp130（NP_034690.3）のアミノ酸23～617に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00560
タンパク質分子量	102kDa
配送	保冷バッグ