


フローサイトメトリー用抗マウスCd130/Gp130モノクローナル抗体 - Q00560

商品番号: CM0008992



前書き

マウスCD130/gp130 (SWISS Q00560)

に対するウサギモノクローナル抗体で、色素にコンジュゲートされており、フローサイトメトリーに使用できます。マウスと反応し、免疫原は細胞外ドメイン（アミノ酸23-617番）にマッピングされます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD130/gp130 mAb
備考/別名	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3572
GeneID	16195
免疫原	マウスCD130/gp130 (NP_034690.3) のアミノ酸23-617番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q00560
タンパク質分子量	102kDa
配送方法	保冷剤