

## フローサイトメトリー用抗マウスCd140B/Pdgfrベータモノクローナル抗体（Pe） - P05622

商品番号: CM0008923



### 前書き

フローサイトメトリー用の、マウスCD140b/PDGFRベータを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。血管新生、心血管発生、腎線維症の研究に適しています。マウスサンプルでバリデーション済みです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | PEウサギ抗マウスCD140b/PDGFRベータmAb                                     |
| 備考／別名      | Pdgfr; CD140b; PDGFR-1                                          |
| 種          | マウス                                                             |
| GeneID（ヒト） | 5159                                                            |
| GeneID     | 18596                                                           |
| 免疫原        | マウスCD140b/PDGFRベータ（NP_032835.2）のアミノ酸32～530に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                       |
| 用途         | FC                                                              |
| 交差反応性      | マウス                                                             |
| SWISS      | P05622                                                          |
| タンパク質分子量   | 123kDa                                                          |
| 輸送条件       | 保冷バッグ                                                           |