

Fc用 抗マウスCd146 モノクローナル抗体 () - Q8R2Y2

商品番号: CM0009184

前書き

フローサイトメトリー(FC)用に検証済みの標識 ウサギ抗マウスCD146 mAb。マウスCD146/MUC18/gicerin (~71kDa)を標的。組換え免疫原。細胞接着およびメラノーマ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ 抗マウスCD146 mAb
備考/別名	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4162
遺伝子ID	84004
免疫原	マウスCD146 (NP_075548.2) のアミノ酸24-563に対応する配列の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Y2
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ