

## フローサイトメトリー用抗マウスCd150/Slamモノクローナル抗体 - Q9Qum4

商品番号: CM0011136

### 前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗マウスCD150/SLAMモノクローナル抗体。免疫シグナル伝達に関与する38 kDaの細胞膜受容体、マウスSLAMファミリーメンバー1を標的とします。マウスサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗マウスCD150/SLAM mAb                                      |
| 備考／別名      | Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16             |
| 種          | マウス                                                        |
| GeneID（ヒト） | 6504                                                       |
| GeneID     | 27218                                                      |
| 免疫原        | マウスCD150/SLAMのアミノ酸25～242（NP_038758.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                  |
| 用途         | FC                                                         |
| 交差反応性      | マウス                                                        |
| SWISS      | Q9QUM4                                                     |
| タンパク質分子量   | 38kDa                                                      |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                      |