

Fc用抗マウスCd161c/Nk1.1モノクローナル抗体 - P27814

商品番号: CM0012264

前書き

フローサイトメトリー用のマウスCD161c/NK1.1を標的とするウサギモノクローナル抗体。ナチュラルキラー細胞の細胞傷害性およびインターフェロンガンマ産生の研究に使用できます。マウスと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD161c/NK1.1 mAb
備考／別名	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR140; NKR-P1.9
種	マウス
GeneID（ヒト）	3820
GeneID	17059
免疫原	マウスCD161c/NK1.1（NP_001153376.2）のアミノ酸67～223に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P27814
タンパク質重量	25kDa
輸送	保冷バッグ