

## フローサイトメトリー用抗マウスCd161c/Nk1.1モノクローナル抗体（） - P27814

商品番号: CM0012413

### 前書き

マウスCD161c/NK1.1（P27814）に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。免疫学および免疫腫瘍学研究におけるNK細胞のフローサイトメトリー（FC）検出に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗マウスCD161c/NK1.1モノクローナル抗体                                                                                         |
| 別名          | Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P1.9 |
| 対象種         | マウス                                                                                                                  |
| 遺伝子ID（ヒト）   | 3820                                                                                                                 |
| 遺伝子ID       | 17059                                                                                                                |
| 免疫原         | マウスCD161c/NK1.1（NP_001153376.2）のアミノ酸67～223番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                                                      |
| 起源          | ウサギ                                                                                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                                                            |
| 用途          | フローサイトメトリー（FC）                                                                                                       |
| 交差反応性       | マウス                                                                                                                  |
| SWISSプロットID | P27814                                                                                                               |
| タンパク質分子量    | 25kDa                                                                                                                |
| 発送方法        | 氷袋梱包                                                                                                                 |