

フローサイトメトリー用 抗マウスCd19 モノクローナル抗体 () - P25918

商品番号: CM0008152

前書き

マウスCD19に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー(FC)用に直接標識されています。マウスサンプルで検証済み。組換えマウスCD19免疫原から作製。B細胞研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD19 mAb
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	12478
免疫原	マウスCD19の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤