

抗マウス Cd204 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P30204

商品番号: CM0005372



前書き

マウス CD204 (MSR1) を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。動脈硬化、自然免疫、泡沫細胞形成におけるマクロファージスカベンジャー受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD204 mAb
備考/別名	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scaral
種	マウス
遺伝子 ID (ヒト)	4481
遺伝子 ID	20288
免疫原	マウス CD204 (NP_001106797.1) のアミノ酸 350-458 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P30204
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ