

フローサイトメトリー用抗マウスCd22モノクローナル抗体（） - P35329

商品番号: CM0010842

前書き

この結合ウサギモノクローナル抗体は、B細胞抑制性
コア受容体であるマウスCD22（Siglec-
2）を特異的に検出し、免疫学およびB細胞研究におけ
るフローサイトメトリー用としてバリデーション済み
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD22 mAb
備考／別名	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
種	マウス
GeneID（ヒト）	933
GeneID	12483
免疫原	マウスCD22（NP_033975.3）のアミノ酸22～151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35329
タンパク質分子量	89kDa/93kDa/97kDa
輸送	保冷バッグ