

抗マウスCd22モノクローナル抗体（）If-P・Fc用 - P35329

商品番号: CM0008851

前書き

マウスCD22（Siglec-2）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。B細胞を対象とした免疫蛍光法およびフローサイトメトリーでの使用が検証済みで、B細胞生物学および免疫学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD22 mAb
備考/別名	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	933
マウス遺伝子ID	12483
免疫原	マウスCD22（NP_033975.3）のアミノ酸22～151番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	IF-P、FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35329
タンパク質分子量	89kDa/93kDa/97kDa
発送方法	氷袋梱包